



Zabieg depilacji laserowej

Doskonały zabieg mający za zadanie całkowicie usunąć nadmierne owłosienie. Po jego wykonaniu możemy cieszyć się gładką skórą przez długi czas. Trwałość efektów jest indywidualna.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
1 raz / msc.

Zalecany czas trwania zabiegu:
10-55 min.

Schemat zabiegu

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz przeciwwskazania.
2. Zabieg rozpocznij od dokładnego oczyszczenia i dezynfekcji skóry.
3. Przygotuj powierzchnię do zabiegu. W razie konieczności wydepiluj maszynką.
4. Zabezpiecz znamiona na skórze za pomocą białej kredki lub plastra.
5. Dla ułatwienia zabiegu na większej powierzchni ciała narysuj kratownicę, aby wyznaczyć zakres działania.
6. Nałóż żel do zabiegów laserowych w miejsce zabiegu.
7. Wykonaj zabieg na urządzeniu laser diodowy. Urządzenie samo dobiera parametry po wskazaniu koloru skóry, włosa oraz jego grubości.
8. Dodatkowo można kontrolować przebieg zabiegu za pomocą makrokamery.
9. Usuń resztki żelu i nałóż balsam łagodzący po zabiegu laserowym.
10. Przekaż klientowi/-ce zalecenia po zabiegu.

Preparaty i urządzenia

1. [Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L](#) CN01604
2. [Urządzenie Laser diodowy 808 nm](#) CN04589
3. [Balsam po depilacji Aloe Vera 500 ml](#) CN03704

