



Zabieg odmładzający na dłonie

Odmładzający zabieg na dłonie, który widocznie rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Poprzez użycie odpowiednich preparatów skóra staje się jędrna i napięta. Dłonie pozostają odżywione, a także wygładzone na dłuższy czas.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
1 raz / msc.

Zalecany czas trwania zabiegu:
30 min.

Schemat zabiegu

1. Zabieg rozpocznij od starannej dezynfekcji skóry.
2. Następnie nałóż na skórę dłoni peeling i wykonaj krótki masaż. Pozostałości peelingu zmyj letnią wodą lub kompresem, kolejno osusz.
3. Starannie umieść na skórze emulsję przeciwstarzeniową do RF i wykonaj zabieg fali radiowej przez około 15 minut. Czynność polega na przyłożeniu głowicy do skóry i wykonaniu masażu okrągłymi ruchami. Parametry dobierz odpowiednio do zabiegu.
4. Pozostałości emulsji na skórze wsmaruj do wchłonięcia. Nie zmywaj.
5. Na koniec nałóż krem, delikatnie masując dłonie celem lepszego wchłonięcia się preparatu.

Preparaty i urządzenia

1. [Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft, 0,25L](#) CN01604
2. [Peeling do dłoni 200g 137286](#) CN01111
3. [Urządzenie kosmetyczne fale radiowe RF XILIA 824](#) CN00205
4. [Emulsja przeciwstarzeniowa do RF / elektrostymulator 250 ml](#) CN01425
5. [Krem na dłonie i paznokcie luksusowy 500 ml](#) CN01113

Produkty do pielęgnacji domowej

1. [Balsam rewitalizujący do dłoni i paznokci 500 ml](#) CN01723

