

Zabieg intensywnie przeciwzmarszczkowy przeznaczony jest dla skóry dojrzałej z oznakami starzenia się. Wyraźnie wygładza i ujędrnia, tym samym zmniejsza widoczność zmarszczek. Stymuluje wytwarzanie kolagenu, głęboko regeneruje. Po wykonaniu zabiegu kondycja skóry ulega zdecydowanej poprawie.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
2 raz / msc.

Zalecany czas trwania zabiegu:
60 min.

Schemat zabiegu

1. Przeprowadź wywiad i wyklucz przeciwwskazania.
2. W pierwszej kolejności oczyść okolice zabiegu przy użyciu pianki do demakijażu.
3. Następnie wykonaj delikatny peeling z jojoba, aby lepiej oczyścić skórę.
4. Wykonaj mikrodermabrazję, wykorzystując jednorazowe głowice – odpowiednie do zabiegu.
5. Nałóż na skórę warstwę emulsji do RF i zrób zabieg radiofrekwencji przez około 15 minut. Parametry dobierz do odczuć klienta. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dołóż produkt.
6. Nadmiar emulsji usuń ze skóry za pomocą ściereczki do demakijażu.
7. W kolejnym kroku nałóż cienką warstwę maski żelowej z ciekłymi kryształami za pomocą pędzelka lub szpatułki.
8. Nasuń na całą twarz maskę świetlną Led i pozostaw włączoną na około 15 minut.
9. Zmyj maskę żelową ciepłą wodą i nałóż krem końcowy, wklepując go delikatnie.

Preparaty i urządzenia

1. [Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L](#) CN01604
2. [Pianka do oczyszczania twarzy i ciała 150 ml](#) CN04719
3. [Peeling do twarzy i ciała z jojoba 250 ml](#) CN01407
4. [Urządzenie infuzja tlenowa RF mikro maska](#) CN01637
5. [Emulsja przeciwstarzeniowa do RF / elektrostymulująca 250 ml](#) CN01425
6. [Ściereczka do demakijażu 30 cm x 40 cm 100 szt. karton](#) CN00809
7. [Maska żelowa przeciwstarzeniowy 250 ml](#) CN01418
8. [Krem intensywnie przeciwstarzeniowy 50 ml](#) CN01410



Produkty do pielęgnacji domowej

1. [Krem intensywnie przeciwstarzeniowy 50 ml](#) CN01410